

Röntgenschutzwickel Massgeschneiderter Strahlenschutz

Zum Abdecken und Einhüllen von Patienten, allseitiger Strahlenschutz. Spezielle Anwendung für Kinder und Säuglinge mit Klettenbändern zum Befestigen am Patienten. (Auch für CT geeignet).



Allgemeine Bestellangaben

Offerte anfordern

Formate (in cm):	18 x 80 25 x 100	80 x 120 100 x 150	Weitere Formate auf Anfrage
Material:	SupraNorm		
Bleigleichwert:	0,50 mm Pb (Standard)		
Außenhülle/Farben:	SxupraTex:	<ul style="list-style-type: none"> ● 21. grau ● 23. navyblau ● 24. scarletrot ● 25. gelb ● 26. petrolgrün ● 27. pink 	<ul style="list-style-type: none"> ● 28. bordeaux ● 29. purpur ● 30. jadegrün ● 32. orange ● 33. kindermuster
	SxupraSoft:	<ul style="list-style-type: none"> ● 40. atollblau ● 41. quellblau ● 42. jupiterrot ● 43. mangrovengrün ● 44. kometbeige 	<ul style="list-style-type: none"> ● 45. polarsilber ● 46. lagunengrün ● 47. terraorange ● 48. malvelila ● 49. sonnengelb