

Frontschürze F

Wie mass- geschneidert

Bei diesem leichten Modell haben Form, Zuschnitt und Verschluss zu einem idealen Schürzenmodell geführt. Durch den leichten lockeren Schnitt, die gute Anpassung und durch den neuen Verschluss sitzt diese Schürze wie massgeschneidert.



Allgemeine Bestellangaben

Offerte anfordern

Material

SupraNorm, SupraLight, oder auf Wunsch SupraSine (Bleifrei)

Bleigleichwert (Pb)

0,25 mm; 0,35 mm; 0,50 mm; Rückenteile 0,25 mm

Größen in cm

	Small	Medium	Large
Längen	90, 100, 110, 120, 130	90, 100, 110, 120, 130	100, 110, 120, 130
Hüftbreite	60	60	75
Schulterbreite	40	48	53

Verschluss

Standard: Klettenband mit Stretchband über Kreuz auf Hüfte zu schliessen, auf Wunsch mit Clipverschluss

Farben

- | | |
|------------------|----------------|
| ● 21. grau | ● 27. pink |
| ● 22. royalblau | ● 28. bordeaux |
| ● 23. navyblau | ● 29. purpur |
| ● 24. scarletrot | ● 30. jadegrün |
| ● 25. gelb | ● 32. orange |
| ● 26. petrolgrün | |