

Handschuhe mit Daumenschutz

Sicher ist sicher

Geeignet beim Spritzen, zum Palpieren, für chirurgische Zwecke: zum Halten von Patienten bei Röntgenaufnahmen. Grösste Flexibilität durch genähte Ausführung. Seitlich zur besseren Haltbarkeit eingefasst. Mit zusätzlichem Schutz für den Daumen.



Allgemeine Bestellangaben

Offerte anfordern

Material	SupraNorm, SupraLight oder SupraSine (Bleifrei)	
Bleigleichwert (Pb)	0,25 mm; 0,35 mm; 0,50 mm	
Kragenhöhe	4 cm	
Grösse	Medium	
Farben	<ul style="list-style-type: none"> ● 21. grau ● 22. royalblau ● 23. navyblau ● 24. scarletrot ● 25. gelb ● 26. petrolgrün 	<ul style="list-style-type: none"> ● 27. pink ● 28. bordeaux ● 29. purpur ● 30. jadegrün ● 32. orange