

# Liste des prix des accessoires de radiographie



Enregistrez la liste des prix  
sur votre ordinateur.

La transmission du formulaire  
n'est possible qu'à partir de  
votre ordinateur local.

Tous les prix sont en CHF (hors TVA), valable à partir du 20/08/2025. Sous réserve d'erreurs et de changements de prix. Nos conditions générales de vente (CGV) font partie intégrante de cette liste de prix. Cette liste de prix annule et remplace les précédentes.

# Liste des prix des accessoires de radiographie


2/12

Table des matières

Aide au positionnement allongé pour la médecine humaine	Page 3
Aide au positionnement allongé pour la médecine vétérinaire	Page 4 – 5
Aide au positionnement	Page 6
Registres radiographiques, appareils de mesure, étiquetage	Page 7
Article de radioprotection	Page 8 – 9
Lunettes de radioprotection	Page 10
Aimants à cassette pour Bucky	Page 11
Formulaire de commande	Page 12

# Accessoires de radiographie


## Aides au positionnement allongé pour la médecine humaine

Article	Informations techniques	Prix hors TVA*	Nombre de pièces
400 121002 <b>Aide au positionnement allongé n° 1</b> Coussin rectangulaire	env. 250 x 200 x 70 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	 39.50 CHF	
400 121003 <b>Aide au positionnement allongé n° 2</b> Grande cale	env. 250 x 200 x 110 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	 37.50 CHF	
400 121004 <b>Aide au positionnement allongé n° 3</b> Petite cale	env. 120 x 200 x 60 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	 19.00 CHF	
400 121005 <b>Aide au positionnement allongé n° 4</b> Cale aplatie	env. 250 x 200 x 70 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	 37.50 CHF	
400 121006 <b>Aide au positionnement allongé n° 5</b> Coussin rond	env. 200 x 50 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	 23.00 CHF	
400 121007 <b>Aide au positionnement allongé n° 7</b> Coussin rond avec un trou au centre	env. 200 x 50 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	 24.50 CHF	
400 121008 <b>Aide au positionnement allongé n° 7</b> Rouleau	env. 250 x 100 mm Couleur bleue Revêtement enduit, lavable	 39.00 CHF	
610 70150300 <b>Sac de calage rempli de farine de riz</b>	Couleur bleue, lavable 15 x 30 mm	 76.00 CHF	

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

## Aides au positionnement allongé pour la médecine vétérinaire

Article	Informations	Prix hors TVA	Nombre de pièces
400 121100 Ensemble complet d'aides au positionnement allongé (vétérinaire)		219.00 CHF	
400 121104 Aides au positionnement allongé n° 1 à 4 Uniquement disponible ensemble	<b>Cale aplatie</b> env. 245 x 200 x 60 mm		29.00 CHF
	<b>Grande cale</b> env. 230 x 200 x 130 mm		
	<b>Pyramide</b> 265 x 200 x 135 mm		
	<b>Petite cale</b> env. 195 x 125 x 60 mm		
400 121102 Aide au positionnement allongé n° 5 Petit canal	<b>Dimensions extérieures :</b> 430 x 230 x 150 mm <b>Canal :</b> 430 x 100 x 100 mm		72.00 CHF
400 121103 Aide au positionnement allongé n° 6 Canal moyen	<b>Dimensions extérieures :</b> 430 x 300 x 180 mm <b>Canal :</b> 430 x 175 x 130 mm		93.00 CHF
400 121101 Aide au positionnement allongé n° 7 Grand canal	<b>Dimensions extérieures :</b> 550 x 390 x 220 mm <b>Canal :</b> 550 x 260 x 170 mm		109.05 CHF

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

## Aides au positionnement allongé pour la médecine vétérinaire

Article	Informations	Prix hors TVA	Nombre de pièces
R500800	<p>Ensemble de coussins radiographiques pour les examens vétérinaires</p> <p>3 pièces</p>  <p>Les produits sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité à usage médical.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Le matériau est facile à nettoyer.</li> <li>7 Le matériau est perméable aux rayons X.</li> <li>7 Le matériau est en polychlorure de vinyle et en tissu polyester.</li> </ul>	379.00 CHF	
	<p><b>Petit</b> 40 x 25 x 13 cm (L x l x H)</p> 		
	<p><b>Moyen</b> 70 x 32 x 16 cm (L x l x H)</p>		
	<p><b>Grand</b> 90 x 40 x 20 cm (L x l x H)</p>		
	<p><b>Couleurs</b> Bleu foncé</p> 		

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

## Aides au positionnement

6/12


Article	Informations	Prix hors TVA	Nombre de pièces
400 100108 Supports individuels avec élément de fixation*	*Pour les systèmes dans lesquels le rail de guidage est monté latéralement. Nous avons conçu l'élément de fixation angulaire. <b>Veillez nous contacter.</b>	280.00 CHF	
400 120013 Filtre égalisateur / Couvercles en caoutchouc plombé	<b>Filtre double en aluminium (spécial pelvis) avec aimants pour le cadre</b> Utilisable pour colonne thoracique en projection antéro-postérieure / colonne lombaire en projection latérale / épaule / bassin/pieds et mains en projection antéro-postérieure	326.00 CHF	en deux parties (non disponible séparément)
400 120013 Filtre égalisateur en aluminium pente douce pour la colonne vertébrale avec aimants pour le cadre (en trois parties)	<b>Filtre 1</b> pour la colonne thoracique en projection latérale	446.00 CHF	
	<b>Filtre 2</b> pour colonne thoracique en projection antéro-postérieure		
	<b>Filtre 3</b> pour colonne thoracique en projections antéro-postérieure et latérale / épaule en projection antéro-postérieure/pieds et mains en projection antéro-postérieure		
400 120014 Filtre pente douce en aluminium 0-15 mm avec aimants pour le cadre	<b>Filtre pente douce large :</b> 90 mm	204.00 CHF	
400 120000 Cadre pour filtre en aluminium pente douce avec aimants	Réglable en largeur LV	195.00 CHF	

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

7/12

## Registres radiographiques, appareils de mesure, étiquetage

Article		Prix hors TVA*	Nombre de pièces
710 000001 Registre radiographique A5		24.80 CHF	
710 000002 Registre radiographique A4		41.00 CHF	
400 123001 Pied à coulisse		171.00 CHF	
400 000011 Rapporteur Goniomètre (en deux parties)		29.70 CHF	
Lettres en plomb 15 mm (standard)			
700 000300 Lettre « R »		7.90 CHF	
700 000300 Lettre « L »		7.90 CHF	
700 000300 Lettre « D »		7.90 CHF	
700 000300 Lettre « G »		7.90 CHF	

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

## Article de radioprotection

8/12

Article	Description	Prix hors TVA*	Nombre de pièces
610 22161106 Tablier F Taille Medium, fermeture à clip 0,25 mm de Pb (conventionnel)	<p><b>Largeur au niveau des hanches</b> 60 cm</p> <p><b>Longueur</b> 110 cm</p>	357.00 CHF	
610 23161106 Tablier F Taille Medium, fermeture à clip 0,35 mm de Pb	<p><b>Largeur au niveau des épaules</b> 48 cm</p> <p><b>Autres tailles</b> Sur demande</p>		
610 25100372 Demi-tablier Fermeture velcro 0,5 mm de Pb	<p><b>Dimensions</b> 37 x 45 cm</p> <p><b>Autres tailles</b> Sur demande</p>	148.00 CHF	
Jupe protège-gonades Fermeture velcro 0,5 mm de Pb	<p>610 25100452 <b>Taille Large</b></p> <p><b>Circonférence</b> env. 81 à 90 cm</p> <p><b>Longueur</b> 45 cm</p>		
	<p>610 25100453 <b>Taille X-Large</b></p> <p><b>Circonférence</b> env. 91 à 100 cm</p> <p><b>Longueur</b> 50 cm</p> <p><b>Autres tailles</b> Sur demande</p>	338.00 CHF	

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

## Article de radioprotection

9/12

Article	Description	Prix hors TVA*	Nombre de pièces
610 62000050 Gants de radioprotection Bas ouvert, 0,25 mm de Pb		248.00 CHF	
610 40000005 Protection des ovaires pour les patientes	<b>Protecteur ovarien</b> pour les femmes de plus de 16 ans 	71.00 CHF	
Protection des gonades pour les patients 1,0 mm de Pb	610 40009912 Taille Medium 	93.00 CHF	
	610 40009913 Taille Large 	105.00 CHF	
Coquille protège-gonade	610 40009916 Pour enfants 	225.00 CHF	
	610 40009914 Pour hommes 	228.00 CHF	
610 25090000 Collier cervical 0,5 mm de Pb		123.00 CHF	

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

## Lunettes de radioprotection

10/12

Article	Description	Prix hors TVA*	Nombre de pièces
610 61000305 <b>Lunettes de radioprotection RSB 8A/Pb (85 g)</b>	<p><b>Équivalence de plomb</b> Face avant 0,5 mm de Pb</p> <p><b>Protection latérale</b> 0,5 mm de Pb</p> <p><b>Couleurs de la monture</b> rouge/bleu/noir</p>	257.00 CHF	
610 61000321 <b>Lunettes de radioprotection Sur-lunettes (88 g)</b>	<p><b>Équivalence de plomb</b> <b>Face avant</b> 0,75 mm de Pb</p> <p><b>Protection latérale</b> 0,5 mm de Pb</p> <p><b>Couleurs de la monture</b> Noir ou blanc</p>	368.00 CHF	
610 61000308 <b>Lunettes de radioprotection RSB 8/Pb (90 g)</b>	<p><b>Équivalence de plomb</b> <b>Face avant</b> 0,75 mm de Pb</p> <p><b>Protection latérale</b> 0,5 mm de Pb</p> <p><b>Couleur de la monture</b> Marron</p> <p>Également disponible avec une protection latérale de 0,75 mm de Pb</p>	343.00 CHF	
610 61000310 <b>Lunettes de radioprotection Modèle RSB 10/Pb (76 g)</b>	<p><b>équivalence de plomb</b> Face avant : 0,75 mm de Pb</p> <p><b>Couleurs de la monture</b> Argent, rouge, bleu</p>	329.00 CHF	

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

## Aimants à cassette pour Bucky

11/12

Article	Description	Prix hors TVA*	Nombre de pièces
860 MA 012 Aimant d'arrêt pour support à cassette Krebsler	Pour toutes les tailles de cassettes/détecteurs	82.45 CHF	
860 MA 001 Aimant d'arrêt pour tiroir Bucky	Pour toutes les tailles de cassettes / détecteurs	45.60 CHF	
860 MA 013 Aimant d'arrêt pour détecteurs AGFA	Pour cassettes et plaques Taille 35 x 43 cm	50.00 CHF	

\*Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 500,00 CHF hors TVA

# Accessoires de radiographie

## Formulaire de commande



Enregistrez la liste des prix  
sur votre ordinateur.

La transmission du formulaire  
n'est possible qu'à partir de votre  
ordinateur local.

12/12

Raison sociale/nom de la société

Civilité\*

Prénom\*

Nom\*

E-mail\*

Téléphone\*

Rue\*

Numéro\*

Code postal\*

Ville\*

Votre message

\* Champs obligatoires



**E. Schweizer AG**  
Med.-Röntgentechnik  
Bernstrasse Nord 182  
CH-8064 Zürich

Tél. +41 (0)44 431 91 00  
[info@schweizer-roentgen.ch](mailto:info@schweizer-roentgen.ch)  
[www.schweizer-roentgen.ch](http://www.schweizer-roentgen.ch)