

Halbschürze

Schutz für Patienten

Für den Patientenschutz im Gonadenbereich bei Röntgenuntersuchungen des Thorax und des oberen Abdomenbereiches. Lieferbar in verschiedenen Größen und in verschiedenen Verschlussausführungen.



Allgemeine Bestellangaben

[Offerte anfordern](#)

Material	Bleigummimaterial
Bleigleichwert (Pb)	0,50 mm Pb
Grösse C1 für Kleinstkinder:	Länge 20 cm, Breite 25 cm
Grösse C2 für Kinder:	Länge 30 cm, Breite 30 cm
Grösse A1 für Erwachsene:	Länge 37 cm, Breite 45 cm
Grösse A2 Sondergrösse:	Länge 45 cm, Breite 50 cm



Allgemeine Bestellangaben

Hüftspanngürtel:

Standard für leichtes An- bzw. Ablegen der Halbschürzen

Klettverschluss:

Dadurch variablen Umfang
(Auf Wunsch – besonders für Kinder geeignet)

Aussenhülle / Farben:

Standard: SupraTex-Royalblau

Farben

- | | |
|--|--|
|  21. grau |  27. pink |
|  22. royalblau |  28. bordeaux |
|  23. navyblau |  29. purpur |
|  24. scarletrot |  30. jadegrün |
|  25. gelb |  32. orange |
|  26. petrolgrün | |

