

Lagerungshilfen Für jede Position

Lagerungshilfen erleichtern dem Patienten bei verschiedenen Aufnahmen die Einhaltung der korrekten Position.

| | | |
|----------------------|---|---|
| Lagerungshilfe Nr. 1 | Rechteckiges Kissen ca. 250 x 200 x 70 mm |  |
| Lagerungshilfe Nr. 2 | Grosser Keil ca. 250 x 200 x 110 mm |  |
| Lagerungshilfe Nr. 3 | Kleiner Keil ca. 120 x 200 x 60 mm |  |
| Lagerungshilfe Nr. 4 | Flacher Keil ca. 250 x 200 x 70 mm |  |
| Lagerungshilfe Nr. 5 | Rundes Kissen ca. 200 x 50 mm |  |
| Lagerungshilfe Nr. 6 | Rundes Kissen mit Loch im Zentrum ca. 200 x 50 mm |  |
| Lagerungshilfe Nr. 7 | Rolle ca. 250 x 100 mm |  |

Offerte anfordern



Pelotten

Gute Unterstützung

Zum Stützen und Fixieren
des Patienten. Verwendbar in
DIN T-Nutenschiene.



Reismehlsack

Hygienisch und bequem

Reismehlsack mit abwaschbarem
Überzug. In verschiedenen Farben
und Formaten erhältlich.

