

Protège-ovaires

Conçu spécialement pour les patientes

Pour protéger les patientes au niveau de leurs gonades
Pendant les radiographies du thorax et de la partie
supérieure de l'abdomen.



Informations générales de commande

Envoyez une demande

Matériau	SupraNorm
Équivalent de plomb (Pb)	1,0 mm Pb
Enveloppe extérieure :	PVC
Taille OP S :	Taille spéciale pour les nourrissons. Couleur : jean
Taille OP I :	Enfants de moins de 4 ans. Couleur : bleu clair
Taille OP II:	Enfants de 4 à 8 ans. Couleur : gris
Taille OP III:	Enfants de 8 à 12 ans. Couleur : vert
Taille OP IV:	Enfants de 12 à 16 ans. Couleur : beige
Taille OP V:	Plus de 16 ans. Couleur : gris argent
Taille OP I – V:	Jeu complet