

Gonadenschutz Für männliche Patienten

Flexibler Gonadenschutz der mit Klettenbändern zu einer Kapsel geformt werden kann. Innenseite des Gonadenschutzes aus SupraTex-Material ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren.



Allgemeine Bestellangaben

Offerte anfordern

Material	SupraNorm		
Bleigleichwert (Pb)	1,00 mm		
Größen	Small	unter 9 Jahren	jupiterrot
	Medium	von 9 – 14 Jahren	mangrovingrün
	Large	über 15 Jahren	atollblau