



Aides au positionnement

Pour chaque position

Les aides au positionnement permettent de maintenir facilement le patient dans la bonne position pendant les différents examens radiographiques.

Aide au positionnement n° 1	Cale rectangulaire env. 250 x 200 x 70 mm	
Aide au positionnement n° 2	Grand triangle env. 250 x 200 x 110 mm	
Aide au positionnement n° 3	Petit triangle env. 120 x 200 x 70 mm	
Aide au positionnement n° 4	Cale en coin aplati env. 250 x 200 x 70 mm	
Aide au positionnement n° 5	Cale ronde env. 200 x 50 mm	
Aide au positionnement n° 6	Cale ronde avec trou au centre env. 200 x 50 mm	
Aide au positionnement n° 7	Rouleau env. 250 x 100 mm	

Envoyez une demande



Pelotes

Bon soutien

Pour soutenir et attacher les patients
Utilisable dans les rails à rainure DIN T.



Sac de calage (farine de riz)

Hygiénique et pratique

Sac de calage rempli de farine de riz
avec revêtement lavable. Disponible
dans différentes couleurs et différents
formats.

