

meX+40

Leichte, tragbare Röntgengeräte



Offerte anfordern

- ✓ **Vielseitig anwendbar für Kleintiere und Pferde**
- ✓ **Konstante Strahlenausgabe ohne Leistungsschwankungen**

Das gesamte Paket:

- + Leichtes Gewicht & kompakte Größe
- + Komfortable Fernsteuerungsfunktionen durch Handschalter
- + Flache Touch-Tastatur, digitales LED Display, Umkehrung der Anzeige
- + 8 speicherbare Einstellungen für kV und mAs



Leichte, tragbare Röntgengeräte



Optionales Zubehör PXMS - 1800 mobiles Stativ

- + Höhenverstellbarer Arm (max. Höhe von 180 cm)
- + Leichter Auf- und Abbau zum optimalen Transport im Auto



Optionales Zubehör Physia Fahr- & Klemmstativ

- + Leichtes Stativ für Aufnahmen an Grosstieren
- + Mit wenigen Handgriffen in 3-Teile zu zerlegt
- + Verfügbare Säulenlangen 130 / 190 cm
- + Tragkraft maximal 15 kg



Standard Zubehör Handschalter

Standard Zubehör Transportkoffer

- + Material: Aluminium
- + Abmessung: 676 x 379 x 398 mm



Leichte, tragbare Röntgengeräte

Technische Daten

Leistung	Röhre	100 kV / 35 mA
	Spannung	40 - 100 kV in 1 kV Schritten
	mAs	0,4 mAs - 100 mAs 25 Schritte
	Max. Leistung	2.4 kW bei 80 kV
Röntgenröhre	Typ	Toshiba D - 124
	Brennfleck	1.2 mm
	HU Kapazität	20 kHU
	Kühlrate	250 HU / Sek.
Kollimator	Min. Lichtfeld: 5 cm x 5 cm @ 1 m FFA Max. Lichtfeld: 35 cm x 35 cm @ 65 cm FFA	
	Licht	LED
	Auto Timer	30 Sek.
	Maßband	2 m
	Laser Pointer	Dual Laser
	Strom	Energiezufuhr
Frequenz / Phase		50 / 60 Hz, Einzelphase
Spannungsausgleich		± 10 %
Eigenschaften	7-teilige LED Anzeige, umkehrbar, Fernsteuerungsfunktion durch Handschalter	
	Voreinstellungen	8 für kV und mAs
	Gewicht	12,8 kg
	Abmessungen	250 x 195 x 355 mm
	Zertifizierung	Human CE 0123



meX+40

Leichte, tragbare Röntgengeräte

Massbilder (in mm)

