

# Rundum-Mantel

## Schützt wie ein Bodyguard

Der Röntgenschutzmantel bietet grösstmöglichen allseitigen Rundumschutz. Besonders geeignet für Spezialuntersuchungen z.B. Kardiologie. Mit Schulterpolstern und Gürtel zur Gewichtsentlastung, da durch Form und Ausführung der Mantel relativ schwer ist.



### Allgemeine Bestellangaben

[Offerte anfordern](#)

#### Material

SupraLight, auf Wunsch SupraSine (Bleifrei)

#### Bleigleichwert (Pb)

0,35 mm vorn – 0,25 mm hinten	0,25 mm vorn u. hinten
0,50 mm vorn – 0,25 mm hinten	0,35 mm vorn u. hinten
0,50 mm vorn – 0,35 mm hinten	0,50 mm vorn u. hinten

#### Grössen in cm

	<b>Small</b>	<b>Medium</b>	<b>Large</b>
Längen	90, 100, 110, 120, 130	90, 100, 110, 120, 130	100, 110, 120, 130
Hüftbreite	110–120	121–130	131–140

#### Verschluss

3 Klettenbänder quer, 1 Klettenband längs vorn zu schliessen

#### Gürtel

Stretchgürtel ca. 15 cm breit

#### Farben

● 21. grau	● 27. pink
● 22. royalblau	● 28. bordeaux
● 23. navyblau	● 29. purpur
● 24. scarletrot	● 30. jadegrün
● 25. gelb	● 32. orange
● 26. petrolgrün	