

ESOTRON Compact meX+ grande amplitude



Demander une offre

- ✓ **Table à plateau flottant à translation maximum**
- ✓ **Tiroir de cassette Bucky pour clichés tous formats**

Ensemble comprenant :

Pied avec table à plateau flottant pour des clichés dans le sens de la trajectoire verticale des rayons. Distance foyer-film de 90 cm. Alignement fixe du tube et de la grille anti-diffusante Bucky. Installation compacte déjà prête à passer au système numérique direct.



ESOTRON Compact meX+

grande amplitude

2/4



Installation de radiologie

Pied avec table à plateau flottant pour des clichés dans le sens de la trajectoire verticale des rayons. Distance foyer-film de 90 cm. Alignement fixe du tube et de la grille anti-dif-fusante Bucky. Ouverture du Bucky à grille fixe 8:1, 60 L/cm. Tiroir de cassette Bucky pour la réalisation de clichés tous formats de 13 x 18 cm à 35 x 43 cm en «portrait» et en «paysage».

Table à plateau flottant

Déplacement maximum avec une translation longitudinale maximum de 600 mm et latérale de +/- 100 mm. Intervalle film-plateau de 85 mm. Freinage hors tension du plateau de table. Activation des freins via la pédale du socle de table. Dimensions du plateau : 1530 x 730 mm.



ESOTRON Compact meX+

grande amplitude

3/4

Caractéristiques techniques

Spécification du générateur

Puissance	2,4 kW
Plage mAs	0,4 – 100 mAs
Intensité maximum	35 mA maxi
Alimentation électrique	230V / 50 Hz
Fusible	16 A retardé
Poids	12 kg

Spécification Tube à rayons X

Amplitude focale	1,2 / 1,2 mm
-------------------------	--------------

Spécification Viseur lumineux

Lampe halogène	12 V / 50 W
-----------------------	-------------



ESOTRON Compact meX+

grande amplitude

4/4

Dimensions (en mm)



Option : rallonge de 30 cm