

Jupe protège-gonades Modèle SL ROCK 06

La jupe protège-gonades est une alternative au demi-tablier pour protéger parfaitement tout le corps. Les bandes velcro à l'avant de la jupe permettent de l'ajuster facilement et de manière variable. Elle est équipée de sangles pour faciliter son rangement.

La jupe peut aussi être utilisée pour protéger les patients !



Informations de commande générales

Envoyez une demande

| | |
|----------------------------|---|
| Matériau : | SupraLight |
| Équivalent de plomb (Pb) : | 0,50 mm Pb (sur toute la circonférence de la jupe) |
| Taille « Small » : | Longueur : 35 cm ; circonférence : 60 - 70 cm |
| Taille « Medium » : | Longueur : 40 cm ; circonférence : 71 - 80 cm |
| Taille « Large » : | Longueur : 45 cm ; circonférence : 81 - 90 cm |
| Fermeture : | Réglable de manière variable grâce aux bandes velcro situées au niveau des hanches. |



Informations de commande générales

Revêtement extérieur / couleurs :

Standard : SupraTex / bleu roi

Autres matériaux et couleurs :

SupraTex

Le matériau textile souple et flexible est disponible en différentes couleurs modernes, et il garantit un confort optimal pour le porteur de la jupe. Sous réserve de modification des couleurs.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ● 21. gris | ● 26. vert pétrole |
| ● 22. bleu roi (couleur standard) | ● 27. rose |
| ● 23. bleu marine | ● 28. bordeaux |
| ● 24. rouge écarlate | ● 29. violet |
| ● 25. jaune | ● 30. vert jade |
| | ● 32. orange |

SupraSoft

Un matériau extérieur « Soft » facile à nettoyer qui convient particulièrement aux applications dans le domaine chirurgical, etc. Sous réserve de modification des couleurs.

- | | |
|--|----------------------|
| ● 40. bleu atoll (couleur standard) | ● 45. argent polaire |
| ● 41. bleu ciel | ● 46. vert lagon |
| ● 42. rouge Jupiter | ● 47. terracotta |
| ● 44. vert mangrove | ● 48. lilas |
| ● 45. beige comète | ● 48. jaune soleil |