

Halskrause

Für den partiellen Schutz

Die Halskragen werden in den Bereichen angewendet, bei denen der Behandelnde längere Zeit Röntgenstrahlen ausgesetzt ist wie z.B.: Herzkatheter, Angiographie, Knochennagelungen, Schenkelhals usw.



Allgemeine Bestellangaben

Offerte anfordern

Material	SupraLight, auf Wunsch SupraSine (Bleifrei)	
Bleigleichwert (Pb)	0,50 mm	
Kragenhöhe	4 cm	
Größen	HK	Kleine Ausführung, zum Schutz der Schilddrüse
	HKS	Standard Ausführung, zum Schutz der Schilddrüse und des Sternum
Verschluss	Klettenband am Nacken befestigt	
Farben	<ul style="list-style-type: none"> ● 21. grau ● 22. royalblau ● 23. navyblau ● 24. scarletrot ● 25. gelb 	<ul style="list-style-type: none"> ● 26. petrolgrün ● 27. pink ● 28. bordeaux ● 29. purpur ● 30. jadegrün ● 32. orange