

2-in-1 System DR 800

Multifunktionssystem bietet Direktradiographie, Fluoroskopie und Tomosynthese in einem System.

- Größere Vielseitigkeit
- Mehr Funktionalitäten
- Mehr Effizienz





WARUM DR 800?

- Revolutionäre neue Bildverarbeitungssoftware MUSICA Dynamic bietet Multiskalentechnologie in Echtzeit
- Nah- und fernbedienbare Durchleuchtungsfunktionen
- Fortschrittlicher CsJ-Detektor bietet hohe Bildfrequenzen und hohe Detailauflösung sowie ein signifikantes Potenzial zur Dosisreduktion*
- Einfacher Patientenzugang und maximaler Komfort für Patienten und Anwender durch laufruhige motorisierte Verfahrenen – nah- und fernbedient
- LiveVision-Technologie erlaubt eine exakte, strahlungsfreie Positionierung
- Kompromisslose Thoraxdiagnostik dank variablem Fokus-Detektor-Abstand möglich (115 bis 180 cm)
- Hochfrequenz-Durchleuchtungsgenerator in unterschiedlichen Leistungsklassen
- Integrierte, automatisch wechselbare Streustrahlenraster
- DIN 6868-150 konform
- Optional: orthopädische Langformataufnahmen mit EasyStitch-Technologie
- Tomosynthese

* Untersuchungen mit zertifizierten Radiologen haben ergeben, dass Cäsiumbromid- (CR) und Cäsiumjodid- (DR) Detektoren bei Verwendung mit der MUSICA-Bildverarbeitung Dosisreduktionen von 50 bis 60 % im Vergleich zu herkömmlichen Barium-Fluor-Bromid-Speicherfolien erzielen können. Weitere Details sind bei Agfa erhältlich.

Agfa und der Agfa-Rhombus sind eingetragene Warenzeichen der Agfa-Gevaert NV, Belgien, oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Informationen in dieser Broschüre dienen ausschließlich dem Zwecke der Erläuterung und die Merkmale der in dieser Publikation beschriebenen Produkte können jederzeit ohne weitere Angabe geändert werden. Die dargestellten Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Bitte nehmen Sie bei Fragen zur Verfügbarkeit Kontakt mit Ihrem regionalen Ansprechpartner auf. Agfa-Gevaert NV achtet mit der größten Sorgfalt darauf, Informationen so genau wie möglich zur Verfügung zu stellen. Für Druckfehler kann jedoch keine Verantwortung übernommen werden.

© 2019 Agfa NV
Alle Rechte vorbehalten
Herausgegeben von Agfa NV
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Belgien

P1801 DE 00201904

Für weitere Informationen über Agfa besuchen Sie bitte unsere Website unter www.agfa.com ■

D Agfa Healthcare Germany GmbH | Paul-Thomas-Straße 58 | D 40599 Düsseldorf | T +49 211 22986 0 | E info-medimg.dach@agfa.com
AT Agfa NV, Zweigniederlassung Österreich | Diefenbachgasse 35/3/5/15 | A 1150 Wien | T +43 1 899 66 0
CH AGFA, Mortsel/Belgien, Zweigniederlassung Dübendorf/Schweiz | Stettbachstrasse 7 | CH 8600 Dübendorf | T +41 44 823 71 11