

Collier cervical

Pour une protection partielle

Les colliers cervicaux sont utilisés partout où le praticien est exposé aux rayons X pendant une période prolongée, comme p. ex. lors des procédures de cathétérisme cardiaque, d'angiographie, d'enclouage centro-médullaire, de réduction d'une fracture du col du fémur, etc.



Informations de commande générales

Envoyez une demande

Matériau	SupraLight, ou SupraSine sur demande (sans plomb)	
Équivalent de plomb (Pb)	0,50 mm	
Hauteur du collier	4 cm	
Tailles	HK	Kleine Petit modèle, pour protéger la thyroïde
	HKS	Modèle standard, pour protéger la thyroïde et le sternum
Fermeture	Bande velcro attachée au niveau du cou	
Couleurs	● 21. gris	● 26. vert pétrole
	● 22. bleu roi	● 27. rose
	● 23. bleu marine	● 28. bordeaux
	● 24. rouge écarlate	● 29. violet
	● 25. jaune	● 30. vert jade
		● 32. orange