

# Röntgenschutzbrillen

## Zum Schutz der Augen



Offerte anfordern

Der Einsatz von Röntgenschutzbrillen senkt die Strahlenbelastung für die Augenlinsen wesentlich. Bereits mit einem Bleigleichwert von 0,50 mm werden 90 - 99 % der Streustrahlen bei 80 kV absorbiert. Zum Schutz der Augen bieten wir daher verschiedene Brillenmodelle, auch mit seitlichem Schutz an.

Die Röntgenschutzbrillen, die mit Stern (\*) gekennzeichnet sind können auch mit eingeschliffenen Gläsern (Einstärke mit Entspiegelung und Zweistärke mit Entspiegelung) geliefert werden.

Bitte bei Bestellung Dioptrienwerte und Pupillenabstand angeben.



# Röntgenschutzbrillen

## Zum Schutz der Augen



Modell RSB 8/Pb (90 g)\*

Röntgenschutzbrille mit Kunststoffrahmen, Nasenflügel und zusätzlichem Seitenschutz inkl. Halteband.

**Bleigleichwert:**

+ Front:	0,75 mm Pb
+ Seitenschutz:	0,5 mm Pb
+ Rahmenfarbe:	braun

Auch mit Seitenschutz 0,75 mm Pb lieferbar: RSB 8B/Pb\*)



Modell RSB 8A/Pb (85 g)\*

Röntgenschutzbrille mit Kunststoffrahmen und zusätzlichem Seitenschutz inkl. Halteband.

**Bleigleichwert:**

+ Front:	0,5 mm Pb
+ Seitenschutz:	0,5 mm Pb
+ Rahmenfarben:	rot, braun, blau, schwarz

(Farbänderungen vorbehalten)



Modell RSB 10/Pb (76 g)

Röntgenschutzbrille mit gewölbtem Rahmen inkl. Halteband.

**Bleigleichwert:**

+ Front:	0,75 mm Pb
+ Rahmenfarben:	silber, blau



Modell RSB 21/Pb (88 g) – weiss

Röntgenschutzbrille mit Kunststoffrahmen, geeignet als Überziehbrille und zusätzlichem Seitenschutz inkl. Halteband.

**Bleigleichwert:**

+ Front:	0,75 mm Pb
+ Rahmenfarben:	weiss



Modell RSB 22/Pb (88 g) – schwarz

Röntgenschutzbrille mit Kunststoffrahmen, geeignet als Überziehbrille und zusätzlichem Seitenschutz inkl. Halteband.

**Bleigleichwert:**

+ Front:	0,75 mm Pb
+ Rahmenfarben:	schwarz