

meX + 20BT

Mobile et compact pour l'intérieur et l'extérieur



Envoyez une demande

- ✓ Alimentation par batterie
- ✓ Un boîtier robuste assure une protection contre les chocs et les impuretés
- ✓ Avec collimateur double laser et LED

Ensemble comprenant :

- + fonction hybride : le générateur peut être alimenté aussi bien par batterie que par le secteur
- + chargement dans l'entreprise sans dépose de la batterie
- + manipulation pratique permettant une utilisation mobile
- + fonctionnement innovant assuré par une batterie à haute performance (lithium-ion-polymères)
- + jusqu'à 750 expositions avec une seule charge de batterie
- + fonction de télécommande exclusive assurée via un commutateur manuel
- + jusqu'à 15 touches accès direct pour la programmation kV et mAs



Mobile et compact pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques techniques

Puissance	Tube	100 kV / 20 mA
	Tension	40 – 100 kV par pas de 1 kV
	mAs	0,4 mAs – 50 mAs 32 pas de réglage
	Puissance maximum	1,6 kW à 80 kV
Tube à rayons X	Type	Toshiba D - 124
	Tâche focale	1,2 mm
	Capacité HU	20 kHU
Collimateur	Champ lumineux maximum : 35 cm x 35 cm @ 65 cm distance foyer-film Champ lumineux minimum : 5 cm x 5 cm @ 100 cm distance foyer-film	
	Lumière	LED
	Pointeur laser	Double laser
	Courant	Alimentation
Fréquence / phase		50 / 60 Hz, monophasé
Compensation tension		± 10 %



Mobile et compact pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques techniques

Propriété

Affichage LED à 7 segments réversible,
Commutateur à main avec fonction de télécommande

Paramètres par défaut	15 pour kV et Mas
------------------------------	-------------------

Poids	11,2 kg
--------------	---------

Dimensions	225 x 170 x 340 mm
-------------------	--------------------

Batterie

Type	Lithium-polymères
-------------	-------------------

Capacité (mAh)	4800
-----------------------	------

Clichés	max. de 750 à 100 kV / 5 mAs
----------------	------------------------------

Durée de la charge	moins de 3 heures
---------------------------	-------------------

Certification	Human CE 0123
----------------------	---------------



meX + 20BT

Mobile et compact pour l'intérieur
et l'extérieur

Dimensions (en mm)

