

Patienten-Auflagedecke

Hält schön warm

Wärmende Schaumstoffunterlage für den Patiententisch. Zwei Schaumstoffschichten mit eingelegter dünner strahlendurchlässiger Aluminium-Folie in abwaschbarem Überzug. Mit Mittelstrich. Auf Wunsch können wir die Patientendecken mit zusätzlichem Klettenband oder Gummiband zum Befestigen auf dem Schwimmtisch liefern. Auch mit rutschfester Unterlage. Dadurch kein Verschieben der Decken.



Allgemeine Bestellangaben

[Offerte anfordern](#)

Formate

Standard: 200 x 60 cm
200 x 70 cm
Weitere Formate auf Anfrage.

Stärken

Standard: 2 cm
1 – 10 cm lieferbar

Bleigleichwert (Pb)

0,25 mm ca. 4,5kg / qm
0,35 mm ca. 6,0kg / qm
0,50 mm ca. 9,0kg / qm

Farben

- | | |
|------------------|----------------|
| ● 21. grau | ● 27. pink |
| ● 22. royalblau | ● 28. bordeaux |
| ● 23. navyblau | ● 29. purpur |
| ● 24. scarletrot | ● 30. jadegrün |
| ● 25. gelb | ● 32. orange |
| ● 26. petrolgrün | |