

Ovarienschutz

Speziell für PatientInnen

Für Patientenschutz im Gonadenbereich bei Röntgenuntersuchungen des Thorax und des oberen Abdomenbereiches.



Allgemeine Bestellangaben

Offerte anfordern

Material	SupraNorm
Bleigleichwert (Pb)	1,0 mm Pb
Aussenhülle:	PVC
Grösse OP S:	Sondergrösse für Säuglinge. Farbe Jeans
Grösse OP I:	Kinder unter 4 Jahren. Farbe hellblau
Grösse OP II:	Kinder von 4 – 8 Jahren. Farbe grau
Grösse OP III:	Kinder von 8 – 12 Jahren. Farbe grün
Grösse OP IV:	Kinder von 12 – 16 Jahren. Farbe beige
Grösse OP V:	Über 16 Jahre. Farbe silbergrau
Grösse OP I – V:	Kompletter Satz