

# Gants avec protection du pouce

## La sécurité est la sécurité

Convient pour les piqûres, la palpation, la chirurgie : pour maintenir les patients lors des examens radiographiques. Plus grande flexibilité grâce à la finition cousue. Bordures latérales pour une durabilité plus longue. Avec une protection supplémentaire pour le pouce.



Informations générales de commande

Envoyez une demande

Matériau	SupraNorm, SupraLight ou SupraSine (sans plomb)	
Équivalent de plomb (Pb)	0,25 mm; 0,35 mm; 0,50 mm	
Hauteur du collier	4 cm	
Taille	Medium	
Couleurs	<ul style="list-style-type: none"><li>● 21. gris</li><li>● 22. bleu roi</li><li>● 23. bleu marine</li><li>● 24. rouge écarlate</li><li>● 25. jaune</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 26. vert pétrole</li><li>● 27. rose</li><li>● 28. bordeaux</li><li>● 29. violet</li><li>● 30. vert jade</li><li>● 32. orange</li></ul>