

meX + 100

Générateur très puissant et compact



Envoyez une demande

- ✓ Double laser
- ✓ Lampe LED moderne
- ✓ Fonction de commande à distance
- ✓ Écran tactile

Aperçu des caractéristiques du générateur :

- + 5 kW, 110 kV / 100 mA
- + Condensateur à haute performance pour un approvisionnement stable et fiable en électricité
- + Équipé d'une fonction de commande à distance via un interrupteur manuel
- + Écran tactile, affichage numérique, écran LED
- + Permet la fourniture d'un faisceau constant de rayons X non influencé par les variations de la tension
- + 750 emplacements techniques prédéfinis (mémoire PROM)
- + Compensation automatique de la tension du secteur



meX + 100

Générateur très puissant et taille compact



Accessoires en option

PXMS - 2010

- + Manutention facile grâce à la technologie « gas spring »
- + Repliable et facile à transporter
- + Hauteur max. : 210 cm

Accessoires standard

Mallette de transport

- + Matériau: Aluminium
- + Dimensions: 676 x 379 x 398 mm



Générateur très puissant et compact

Caractéristiques techniques

Puissance	Tube	110 kV / 100 mA
	Tension	40 – 110 kV par incrément de 1 kV
	mAs	0,1 – 100 mA, 40 incréments
	Puissance max.	5,0 kW à 75 kV
Tube à rayons X	Type	CEI OX 110 - 15
	Point focal	1,8 mm
	Capacité UH	76 kHU
Collimateur	Champ lumineux maximal: 35 cm x 35 cm à une distance foyer-film de 65 cm	
	Champ lumineux minimal: 5 cm x 5 cm à une distance foyer-film de 1 m	
	Lampe	LED
	Pointeur laser	Double laser
Courant électrique	Alimentation électrique	100 - 240 VCA (tension libre)
	Fréquence / Phase	50 / 60 Hz, monophasé
	Compensation de la tension	± 10 %
Caractéristiques	Affichage à LED réversible à 7 chiffres, interrupteur manuel avec fonction de commande à distance	
	Poids	19,6 kg
	Dimensions	254 x 225 x 423 mm



meX + 100

4/4

Générateur très puissant et compact

Plans cotés (en mm)

