

Mobile Röntgentische PROGNOST XP/XPE/XPE Akku



Offerte anfordern

Die mobilen PROGNOST Röntgentische genügen höchsten Ansprüchen in Sachen Fahrbarkeit, Stabilität und Anwendungsvielfalt.

+ Höchster Behandlungskomfort für Sie und Ihren Patienten

+ Stabile Konstruktion für hohe Patientenlast

Die Produktpalette der mobilen Tische bietet Varianten ohne/mit Höhenverstellung sowie optional sogar mit Akku-Betrieb, womit ein netz-unabhängiger Betrieb möglich wird. Umfassende Zubehöroptionen bieten ein hohes Maß an Individualisierung und Anpassbarkeit an die Gegebenheiten und speziellen Anforderungen des jeweiligen Nutzers.

Herausragende Stabilität und Langlebigkeit gepaart mit best-möglicher Strahlendurchlässigkeit ermöglichen die schwimmend gelagerten Tischplatten aus Kohlefaser (Vorteil: patienten- und röhrenschonende Aufnahmen).

+ Mobil, höhenverstellbar, optional mit Akku-Betrieb

+ Hochstrahlendurchlässige Tischplatte

Das ansprechende Design bietet nicht nur eine patientengerechte Tischhöhe und Verstellbarkeit, sondern ist speziell ausgelegt für die universelle Nutzung mit einem Schwenkbügelsystem (z.B. das PROTEC PEDS 600) für digitale oder klassische Röntgenaufnahmen.

Speziell für unsere mobile XP-Tischserie konzipierte Detektor-Laden runden das Angebotspektrum ab.

Mobile Röntgentische PROGNOST XP/XPE/XPE Akku

2/3



PROGNOST XPE / XPE Akku

- + Mobil
 - + Höhenverstellbar
 - + Schwimmende Tischplatte
 - + Optional mit Akku-Betrieb verfügbar
- + Tischplattenmaße:
 - + 200 x 75,5 cm
 - + 200 x 65,5 cm
 - + 226 x 75,5 cm

Mobile Röntgentische PROGNOST XP/XPE/XPE Akku

3/3



PROGNOST XP

+ Mobil

+ Schwimmende Tischplatte

+ Tischplattenmaße:

+ 200 x 75,5 cm

+ 200 x 65,5 cm

+ 226 x 75,5 cm