

meX + 20BT lite

Compact pour l'intérieur et l'extérieur



7,2 kg
léger

Envoyez une demande

- ✓ Alimentation par batterie
- ✓ Un boîtier robuste assure une protection contre les chocs et les impuretés
- ✓ Avec collimateur double laser et LED

Ensemble comprenant :

- + fonction hybride : le générateur peut être alimenté aussi bien par batterie que par le secteur
- + chargement dans l'entreprise sans dépose de la batterie
- + manipulation pratique permettant une utilisation mobile
- + fonctionnement innovant assuré par une batterie à haute performance (lithium-ion-polymères)
- + jusqu'à 750 expositions avec une seule charge de batterie
- + fonction de télécommande exclusive assurée via un commutateur manuel
- + jusqu'à 15 touches accès direct pour la programmation kV et mAs



Compact pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques techniques

Puissance	Tube	90 kV / 20 mA
	Tension	50 – 90 kV par pas de 1 kV
	mAs	0,4 mAs – 20 mAs 25 pas de réglage
	Puissance maximum	1,6 kW à 80 kV
Tube à rayons X	Type	OX / 70 CEI
	Tâche focale	1,2 mm
	Capacité HU	10 kHU
Collimateur	Champ lumineux maximum : 35 cm x 35 cm @ 65 cm distance foyer-film Champ lumineux minimum : 5 cm x 5 cm @ 100 cm distance foyer-film	
	Lumière	LED
	Pointeur laser	Double laser
	Courant	Alimentation
Fréquence / phase		50 / 60 Hz, monophasé
Compensation tension		± 10 %



Compact pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques techniques

Propriétés

Affichage LED à 7 segments réversible,
Commutateur à main avec fonction de télécommande

Paramètres par défaut	15 pour kV et mAs
------------------------------	-------------------

Poids	7,2 kg
--------------	--------

Dimensions	203 x 174 x 307 mm
-------------------	--------------------

Batterie

Type	Lithium-polymères
-------------	-------------------

Capacité (mAh)	4800
-----------------------	------

Clichés	max. de 560 à 80 kV / 2 mAs
----------------	-----------------------------

Durée de la charge	moins de 3 heures
---------------------------	-------------------

Certification	Human CE 0123
----------------------	---------------



meX + 20BT lite

4/4

Compact pour l'intérieur et l'extérieur

Dimensions (en mm)



E. Schweizer AG
Technologies de
radiographie médicale
Bernerstrasse Nord 182
CH-8064 Zürich

Tél. +41 (0)44 431 91 00
Fax +41 (0)44 431 93 00
info@schweizer-roentgen.ch
www.schweizer-roentgen.ch